


„ Naše nanovlákná pro medicínu “



Snímek nanovláknenného nosiče z elektronového mikroskopu

<b>Popis výrobku:</b>	nanovláknenný nosič
<b>Příprava:</b>	elektrostatické zvlákňování
<b>Vlastnosti:</b>	
Biodegradabilita:	ano
Biokompatibilita:	–
Sterilizovatelnost:	–
Rozpustnost:	voda
<b>Skladování:</b>	při pokojové teplotě v exikátoru
<b>Trvanlivost:</b>	5 měsíců
<b>Příklady použití:</b>	–

